

ARGENTO COLLOIDALE ^{Plus} SPRAY NASALE

20ppm - 100ml



Modo d'uso:

Adulti: 1 o 2 nebulizzazioni da 2 secondi per narice per un massimo di 3 volte al giorno
Bambini (al di sopra i 24 mesi): 1 nebulizzazione da 2 secondi per narice per un massimo di 3 volte al giorno

Ingredienti:

Acqua bidistillata argento colloidale 20 ppm

Tecnologia B.O.V. per applicazioni multi-posizione

Avvertenze:

Non perforare neppure a prodotto esaurito. Il mancato controllo sull'integrità della confezione potrebbe modificarne le funzionalità.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è consigliato ai soggetti sensibilizzati agli ingredienti. Nonostante ARGENTO COLLOIDALE PLUS sia molto ben tollerato, nel caso si manifestassero irritazioni sospendere l'utilizzo del prodotto e consultare un medico. Non utilizzare il prodotto in concomitanza con altro dispositivo medico o farmaco.

NB: non inspirare durante le erogazioni.

Dispositivo medico n. 718



Made in Italy

Prezzo consigliato al pubblico

18,50€



Efficacia antibatterica, antivirale e in casi di allergie
 questo modo di erogare l'argento colloidale ne amplifica l'efficacia nei casi di raffreddore, sinusiti e stati allergici

Igiene naso e fosse nasali
 nebulizzazione ottimizzata per la pulizia di naso e fosse nasali sia in presenza di eccesso di muco, sia nei casi di operatività in ambienti polverosi, sia nella semplice igiene quotidiana

Tecnologia BOV
 il sistema Bag-on-Valve racchiude l'argento colloidale in speciali sacchetti di pet, preservandone nel tempo tutte le caratteristiche e permettendone l'utilizzo fino all'ultima goccia*

Ambiente
 soluzione amica dell'ambiente: il prodotto è unicamente sotto pressione di aria senza l'utilizzo di alcun gas e tutti i componenti del prodotto sono perfettamente riciclabili

ARGENTO COLLOIDALE PLUS SPRAY NASALE a 20ppm rappresenta la soluzione ideale per l'igiene di tutti i giorni del naso con un'azione antibatterica ad ampio spettro. Esiste infatti da tempo letteratura sull'argento colloidale che lo pone come ottimo coadiuvante in casi di raffreddore, sinusiti, stati allergici e come straordinario alleato per semplici lavaggi di naso e fosse nasali. Il prodotto inoltre si dimostra particolarmente utile anche per le persone che lavorano in ambienti polverosi, che hanno subito interventi al naso e nei casi di russamento.



VIRUS



BATTERI



ALLERGENI



Una corretta igiene nasale protegge da virus e batteri e aiuta in caso di allergie!

Attualmente non esiste un farmaco che risolva contemporaneamente tutte le alterazioni delle normali funzionalità nasali che favoriscono il naso chiuso. Il trattamento prevede la sinergia di diversi approcci che risolvono i problemi alla base della congestione nasale.

Il lavaggio nasale con Argento Colloidale Spray Aessere aiuta a liberare il naso chiuso, detergere le cavità nasali e ripristinare una corretta respirazione. Inoltre, l'utilizzo anche quotidiano, è una delle migliori armi a disposizione per prevenire (e trattare) infezioni alle prime vie respiratorie, causate da virus e batteri e limitare i disagi nei soggetti allergici.

Liberare il naso dall'eccesso di muco, attraverso lavaggi nasali, rappresenta un approccio di base quasi sempre consigliato in presenza di congestione nasale, a prescindere dalla causa scatenante. Utile in caso di raffreddore, naso chiuso, sinusite, mal di gola, otite, lavaggi nel post operatorio.


In particolare è il trattamento preferito per neonati o bambini più piccoli.

Il lavaggio nasale dinamico prevede l'utilizzo di una dispersione colloidale a base di Argento colloidale che tramite apposito beccuccio viene erogata all'interno delle fosse nasali.

Mantiene la fisiologica umidità delle mucose nasali e favorisce il normale meccanismo di liberazione del naso del muco, anche in eccesso.

Deterge le cavità nasali, idrata la mucosa nasale, previene le infezioni secondarie alle vie respiratorie e uditive.

Oltre a lavare via il muco in eccesso favorisce una eliminazione meccanica di potenziali agenti infettivi, irritanti o allergenici, eliminando i potenziali attivatori di diverse patologie legate alla congestione nasale.



In caso di secrezioni nasali dense, appiccicose, purulente o presenza di croste:

Irriga abbondantemente, deterge a fondo e rimuove il muco in eccesso. Previene il manifestarsi di infezioni e complicazioni alle vie respiratorie e uditive.

In caso di disagi nasali cronici:

Elimina polvere, allergeni, agenti infettivi e patogeni
Riduce il prurito e le irritazioni nasali
Mantiene la mucosa nasale idratata e la aiuta a ripristinare la sua funzione protettiva

Dopo interventi di chirurgia endonasale ed endosinusale:

Riduce i sintomi nasali
Accelera la guarigione
Previene il manifestarsi di complicazioni post-operatorie

Utilizzi indiretti del prodotto:

La speciale nebulizzazione di argento colloidale effettuata da questo prodotto si presta efficacemente anche per altri utilizzi come antibatterico ad esempio erogandolo su mascherine, abiti (accessori tessili in generale), postazioni di lavoro e sulle mani.



*questa speciale tecnologia di compressione si dimostra ideale per la conservazione del nostro argento colloidale a 20ppm che in questo modo non entra mai in contatto con parti metalliche essendo racchiuso solo in un sacchetto di pet/pp che si dimostra essere il miglior sistema per il mantenimento delle caratteristiche dell'argento colloidale. Questa tecnologia inoltre permette di essere una risposta realmente "green" in quanto non contiene al proprio interno nessun gas (solo aria compressa) ed assieme al contenitore esterno in alluminio costituisce un prodotto integralmente riciclabile.



AESSERE

Aessere Srl - Via Klagenfurt 64 38121 - Trento
info@aessere.it - 0461 950424